

FOR YOU

Ivoclar Vivadent K.K.
News Letter
2010 / 2 / 22

vol. 14

SR PHONARES®



平素は Ivoclar Vivadent 製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。今月の最新情報をお知らせいたします。

NEW プレミアム人工歯「SR フォナレス」を3月発売



SR Phonares®


発売日：2010年3月23日



特長

1. 高い審美性
2. 歯間部に「ブラックトライアングル」を作らないセット&フィットデザイン
3. 白歯部はノーマルとリンガライズドオクルージョンに対応
4. NHC(ナノハイブリッドコンポジット) 素材を採用し、高い耐摩耗性を実現
5. インプラントを考慮した人工歯

NEW IPS e.max プレス ベーシックキット A-D を発売



IPS e.max®

発売日：入荷次第



IPS e.max プレス ベーシックキット MOに代わり、HT、LTインゴットを追加し、導入に便利なベーシックキットを発売します。

内容

IPS e.max プレス インゴット
HT A1, HT A2, HT A3, HT B1, LT A1, LT A2, LT A3, LT B1, MO1, HO1
シェードガイド、他プレスに必要なアクセサリ

IPS e.max プレス ベーシックキット A-D 標準価格 ¥250,000

NEW ポーセレンファーンレス「プログラマット P700 G2」を発売

P700

発売日：入荷次第



プログラマット P700に代わり、新機能が加わった プログラマット P700 G2を発売します。

特長

1. CSP(クーリングショックプロテクション) 機能の追加
オールセラミックスの冷却時に発生するクラックを防止します。
2. パワーセービングモード
待機中の消費電力を約60%カットします。



i 各種お知らせ

▶ 製品詳細は別紙へ

Information

- ・モノボンドS、メタル/ジルコニア プライマーを販売中止 (在庫限りで終了)
- ・ヘリオボンド(6g) を価格改定
- ・バリオリック II プロフェッショナルキット モノボンドプラス入に変更
- ・アイテムNo.変更のご案内

一般名称：硬質レジン歯 / 販売名：SR フォナレス / 認証番号：222AGBZX00027000 / 管理医療機器
一般名称：歯科加工成形用セラミックス / 販売名：IPS e.max プレス / 認証番号：220AGBZX00010000 / 管理医療機器
一般名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット P700 G2 / 届出番号：13B1X10049VP702 / 一般医療機器

Ivoclar Vivadent K.K News Letter FOR YOU Vol.14 | 2010 / 2 / 22

www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24 TEL 03 6903 3537 FAX 03 5844 3657

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

クリニカル 製品紹介

Column / Clinical
Ivoclar Vivadent K.K
News Letter
FOR YOU Vol.14
2010 / 2 / 22

OptraSculpt®

今月は、CR充填用インスツルメントをご紹介します。



オプトラスカルプトアソートメント

577273AN 標準価格 38,000 円

今回もお悩み相談。今日はドクターから次のようなメールが届きました。

初めまして。〇〇県で開業している歯科医師です。

私は今、ある先生の影響でIPS エンプレス ダイレクトの審美充填にハマっています。

毎日ハマりすぎてチェアーを独占してしまい、いつもスタッフに怒られています…。

ただ最近、長時間インスツルメントを握りすぎなのか、手が腱鞘炎(ケンショウエン) 気味です。

このままでは、大好きなCR充填が当分できなくなりそうです。

何かいい器具や材料はないでしょうか？

～あなたのお悩み解決します～

あなたには人間工学に基づいたハンドルのCR充填器「オプトラスカルプト」をお勧めします。

- ・軽量で手が疲れにくいデザイン
- ・長時間握っても手に優しい素材のハンドル
- ・手になじむ、いい感じの波波模様

ハンドル ダブルサイド(グリーン)

両サイド着脱チップを取付け可



ハンドル シングルサイド(ブルー)

着脱チップ+スパチュラ型インスツルメント



これだけじゃない！このオプトラスカルプトは、症例に合わせて先端チップが自由に取替えられるのです！

各チップの特長

- ① スパチュラ・・・表面を平らに、滑沢にしたい(V級窩洞、唇舌面)
- ② スフィア・・・圧接して、きっちり詰め込みたい(I級窩洞、II級窩洞、前歯舌側面)
- ③ シリンダーアングル・・・マージン部に豊隆を持たせたい、滑沢にしたい(V級窩洞)
- ④ シリンダー・・・圧接して、きっちり詰め込みたい(I級窩洞、II級窩洞)
- ⑤ ピラミッド・・・小窩裂溝を作りたい(咬合面)、細かい部分を形態付与したい
- ⑥ ポイント・・・小窩裂溝を作りたい(咬合面)、マージン部を修正したい(前歯)



さらに！

- ・症例に合わせてチップの角度が360°調整できる
- ・充填操作しやすい適度な弾性
- ・CRのベタつきを抑える

オプトラスカルプトはいいことばかり。

手に優しくて、チェアタイム短縮、CRは大満足の仕上がりに。ランラン♪ さあ、これなら思う存分エンプレスダイレクトが充填できるぞ～。

一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト / 届出番号：13B1X10049IV0008 / 一般医療機器

各種キャンペーン情報



オプトラスティック トライアル キャンペーン

期間 2010年3月31日まで

補綴物の試適やセット時に便利なアドヒーズ付スティック オプトラスティックを特別価格にて販売中。▶ リーフレットをご用意しています



アドヒーズOne プロモパックキャンペーン

期間 2010年3月31日まで

ペンタイプのセルフエッチング用ボンディング材アドヒーズOneVivaPenを特別価格にて販売中。▶ リーフレットをご用意しています

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具 / 販売名：オプトラスティック / 届出番号：13B1X10049IV0010 / 一般医療機器

一般的名称：歯科象牙質接着材 / 販売名：アドヒーズOne / 認証番号：220AGBZX00077000 / 管理医療機器

前回は、チェアサイドで1回目のアポイント、アキュトレで概形印象採得後、セントリックトレーで一次咬合採得するところまでを見てみました。では、その後どうなるのでしょうか？早速ラボに行ってみましょう。



1回目のラボワーク

採得した概形印象に石膏を流し、スタディーモデルを製作
セントリックトレーを使用して、ストラトス200咬合器へ装着

ストラトス200 (咬合器)

- ① シンプルで機能性豊かな半調整タイプの咬合器
- ② 作業域が広く高精度な補綴物を製作可能
- ③ センターロックにより正確な作業が行える
- ④ 上顎フレーム、下顎フレームが簡単に着脱できる

ストラトス 200

536381BN 標準価格 140,000 円



SR イボレンを使用して個人トレーを製作

SR イボレン (個人トレー用常温重合レジン)

- ① 適合精度に優れ重合収縮が少なく、硬化後の強度を持つ
- ② 作業中、手やスパチュラに付着しにくく操作性に優れる

SR イボレン スタンダードキット

530359AN 標準価格 11,000 円

内容：粉 500g×2、液 500mL×1



個人トレーにナソメーター Mを取り付け

ナソメーター M タイプ2 (特殊トレーサー)

- ① 個人トレーに装着し、印象・咬合高径・ゴシックアーチを採得
- ② 模型上で装着されたナソメーター Mは、口腔内と同じ状態を再現

ナソメーター M タイプ2

530484BN 標準価格 75,000 円



これで、1回目のラボ作業が終了。ここまで出来れば、今日は家に帰れます。

ちなみに、前回から色々な製品が出てきていますが、BPSは患者様へ高品質デンチャーを提供するためにIvoclar Vivadentの高品質な製品を使用する…というのが重要な約束事です。つまり、BPSブランドを名乗るからには保証された信頼のおける製品で製作してください、ってことです。

厳しい条件みたいだけど、当たり前のことですよ。

次回はチェアサイドから2回目のアポイントをお見せします。お楽しみに！

一般的名称：歯科用咬合器 / 販売名：ストラトス200 / 届出番号：13B1X10049IVE012 / 一般医療機器
一般的名称：歯科印象トレー用レジン / 販売名：SR イボレン / 届出番号：13B1X0049IV0012 / 一般医療機器
一般的名称：歯接触分析装置 / 販売名：ナソメーター M タイプ2 / 届出番号：13B1X10049IVE009 / 一般医療機器



マルチリンク トライアル キャンペーン

期間 2010年3月31日まで

接着性レジンセメント マルチリンク オート
ミックスとマルチリンク インプラントのスターターパックを特別価格にて販売中。

リーフレットをご用意しています



マルチリンク インプラント
スターターパック T または MO0

12,000 円 ▶ 6,000 円



マルチリンク オートミックス
スターターパック T

627571AN 14,000 円 ▶ 7,000 円


セミナー情報

Seminar

Ivoclar Vivadent K.K
News Letter
FOR YOU Vol.14
2010/2/22

- 内容
- 対象
- 講師
- 受講料

2010年2月～5月



● BPS クリニカル認定コース ※その他の会場は決定次第、ご案内します。

■ BPS認定歯科医師を取得し、BPSの臨床使用への認定コース

● 歯科医師 ￥130,000円(消費税込、材料、昼食代を含む)

ひかり歯科クリニック(埼玉県和光市) ● 佐藤 貴映 先生
7月18～19日、11月27～28日

● BPS テクニカル認定コース (4日間)

BPS テクニカル認定コースは全て満席となりました。

● BPS 入門コース

■ BPS各ステップの術式や考え方を分かりやすく解説する初心者向けコース

● 歯科医師・歯科技工士 ● 吉木 邦男 先生、佐藤 幸司 先生

● ￥12,000円(消費税込、昼食代を含む)

東京 | 4月11日 | 大阪 | 7月4日 | 新潟 | 9月12日

*セミナーに関してはマーケティング部(03-5844-6191)までお問い合わせください。

● IPS e.max プレス ベーシックコース

■ IPS e.max プレスの臨床使用への導入コース

● 歯科技工士 ● 城山 幸助 先生 ￥30,000円(消費税込、材料、昼食代を含む)

東京 | 5月22～23日、11月6～7日

大阪 | 4月10～11日、8月28～29日

● IPS e.max キャド ベーシックコース

■ IPS e.max キャド 臨床使用への導入コース

● 歯科医師 ● 草間 幸夫 先生 ￥30,000円(消費税込、材料、昼食代を含む)

東京 | 4月11日

● Mastering Anterior Esthetics with IPS Empress Direct

■ 前歯部の症例を中心としたダイレクトボンディングのハンズオンセミナー

● 歯科医師 ● 高橋 登 先生 ￥80,000円(消費税込、材料、昼食代を含む)

東京 | 4月3～4日、7月3～4日

大阪 | 3月27～28日 | 名古屋 | 5月22～23日 | 福岡 | 6月19～20日

金沢 | 8月7～8日 | 仙台 | 9月11～12日

● 新しい PMTC ハンズオンセミナー

■ ベーシック：基本的なPMTCを習得します

レベルアップ：PMTCをさらに追及し、PMTCのスペシャリストを目指します

● 歯科衛生士 ● 田嶋 美樹 先生 ￥10,000円(消費税込、材料代を含む)

ベーシック 東京 | 4月25日、11月28日 | 福岡 | 6月6日 | 金沢 | 6月27日

仙台 | 7月11日 | 名古屋 | 8月1日

レベルアップ 東京 | 10月31日

● 人工歯排列セミナー

■ 症例別人工歯排列法と咬合のガイドラインセミナー

● 歯科技工士 ● 佐藤 幸司 先生 ￥30,000円(消費税込、材料、昼食代を含む)

東京 | 4月17～18日、11月27～28日 | 福岡 | 3月13～14日

仙台 | 6月26～27日 | 広島 | 7月24～25日 | 大分 | 8月28～29日

金沢 | 9月25～26日 | 久留米 | 10月23～24日

※名古屋、大阪会場は満席となりました。

● IPS インライン/インラインPoM ベーシックコース

■ IPS インラインの臨床使用への導入コース

● 歯科技工士 ● IVKK テクニカルアドバイザー 林洋平 ￥10,000円

東京 | 7月25日、9月26日 | 大阪 | 4月8日、8月26日、12月12日

福岡 | 3月28日

セミナーレポート ～人工歯排列セミナー

Ivoclar Vivadentでテクニカルアドバイザーを務めております林 洋平です。今回は1月23～24日にICDE Tokyoにて開催された人工歯排列セミナーをレポートします。

本セミナーは今年から新しく開催された佐藤 幸司先生のセミナーで、第1回目にも関わらず、昨年春に卒業された新人技工士の方から、BPSメンバーで技工歴数十年のベテランの方まで、多くの方に参加して頂きました。

内容としては、参加者の方に各自模型を持参していただき、Ivoclar Vivadentの人工歯、SR ビボデント PEとSR オーソシット PEの中から適したものを選択。そして、先生の指導のもと排列を行います。皆さんそれぞれが目標を持って参加され、技術の向上

を図るという強い意思が伝わるほど、普段なかなか他人に聞くことの出来ない質問を先生にガンガンぶつけ、そしてそれに先生が丁寧に答える。かなり白熱した内容に初心者の方が口をポカリと開けている場面もありましたが…そこは佐藤先生のお人柄。一人ひとりのレベルに合わせて、分かりやすく話して下さるので、それぞれに理解を深めて頂き、実習を終えることが出来たと思います。初開催という不安もありましたが、先生と実習を受ける方の熱意によって成功に終わった実習会であったと感じました。



■ SR フォナレス 製品詳細

発売日：2010年3月23日

製品名	形態	単位	標準価格	シェード	備考
SR フォナレス NHC	B61,B62,B63,B71,B72,B73,B81,B82,B83 S61,S62,S63,S71,S72,S73,S81,S82,S83 L50,L51,L52,L53	6 歯	4,200	BL4,A1,A2,A3,A3.5	
SR フォナレス Typ NHC	NU3,NU5,NU6,NL3,NL5,NL6	8 歯	4,200	BL4,A1,A2,A3,A3.5	
SR フォナレス Lingual NHC	LU3,LU5,LU6,LL3,LL5,LL6	8 歯	4,200	BL4,A1,A2,A3,A3.5	

上記各形態のシェード BL3,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D2,D3,D4も受注発注でお取り寄せ可能です。

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
628848	SR フォナレス シェードガイド	1 セット	14,000	04580268353927	-	雑品	
628226	SR フォナレス フォームセクター		3,000	04580268353958	-	雑品	
616560	SR フォナレス モールドチャート アンテリア リアルモデル	1 セット	98,000	04580268353897	70808000	II	受注発注
616561	SR フォナレス モールドチャート アンテリア	1 セット	78,000	04580268353903	70808000	II	受注発注
616562	SR フォナレス モールドチャート ポステリア	1 セット	60,000	04580268353910	70808000	II	受注発注
628881	SR フォナレス トゥースキャビネット 4 段		66,500	04580268353934	-	雑品	受注発注
628882	SR フォナレス 3D ステッカー (トゥースキャビネット用)		3,800	04580268353941	-	雑品	受注発注
628231	ポスター SR フォナレス		1,500	-	-	雑品	受注発注

■ IPS e.max プレス ベーシックキット 製品詳細

発売日：入荷次第

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
626300EN	IPS e.max プレス ベーシックキット A-D	1 セット	250,000	04580268341832	70806020	II	

■ プログラマット P700 G2 製品詳細

発売日：入荷次第

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
613811JJ	プログラマット P 700 G2 200-240V	1	1,200,000	04580268353965	35762000	I	
608381	パワーコード2.5m(黒)	1	8,200	04580268347070	-	雑品	

■ バリオリンク II 製品詳細

発売日：入荷次第

補綴物の前処理に使用するモノボンドSがモノボンドプラスに変更された新キットを発売します。

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
628322VN	バリオリンク II プロフェッショナルキット M+	1 セット	46,000	04580268353880	70836002	II	

■ ヘリオボンド(6g) 標準価格改定

実施日：2010年3月23日より

Item No.	製品名	単位	備考	旧価格	新価格
532907AN	ヘリオボンド(6g)	6g×1		2,500	3,500

■ 販売中止製品情報

各代替をご利用ください。

中止品			代替品		
実施日	Item No.	製品名	Item No.	製品名	
即日	532888AN	モノボンドS	626221AN	モノボンドプラス	▶
在庫限り	576827AN	メタル/ジルコニア プライマー	626300EN	IPS e.max プレス ベーシックキット A-D	▶
即日	591384EN	IPS e.max プレス ベーシックキット MO	613811JJ	プログラマット P700 G2 200-240V	▶
即日	597373JJ	プログラマット P700 200-240V	628322VN	バリオリンク II プロフェッショナルキット M+	▶
即日	558523AN	バリオリンク II プロフェッショナルキット			

■ アイテム No. 変更

実施日：即日

下記製品のアイテムNo.が変更になります(アイテムNo.以外に変更はございません)。

旧 No.	新 No.	製品名	旧 No.	新 No.	製品名
613888JA	613888JP	バキュームポンプ VP4 100V	572466EU	572466JJ	ルママット 100 100V