


IPS® Investment Ring System 300g

IPS インベストメントリングシステム 300g



プレスセラミックスの新次元へ


IPS® Investment Ring System 300g

IPS インベストメントリングシステム 300g

プレステクニックの新次元へ…

IPS インベストメントリングシステム 300gは Ivoclar Vivadentの最新のプレステクノロジーです。

300gリングの追加で選択幅が広がり、様々な症例のプレスに対応します。



効率的かつ経済的

Rational and efficient

300gリングを使えばロングスパンのブリッジも、いくつもの小さな修復物も一度にプレスでき、作業効率が飛躍的に上がります。特殊なインゴットを使う必要はありません。

IPS e.max ジルプレスやIPS インライン PoMのインゴットをそのままお使いいただけます。

様々な症例に対応

Suitable for versatile range

300gリングは10本ブリッジまでの酸化ジルコニウム (IPS e.max ジルキヤド) フレームや、セラミックス用メタルフレームに対応します。フレーム材料にあわせてIPS e.max ジルプレス または IPS インライン PoM のインゴットを使用します。

スプルーテーブルも作業環境を考慮して設計されているので、ロングスパンブリッジのスプルーイングも容易になりました。



統合的システム

A fully integrated system

300gリングは電子ドライブ採用のプログラマット EP5000、EP3000だけでなく、Ivoclar Vivadent 社製の全てのプレスファーマスでお使いいただけます。プレス VEST、またはプレス VEST Speedを使用すれば、精密で滑らかな修復物の表面が再現されます。

特徴

- 300gリングの直径は65mm
- 10本ブリッジまでプレス可能
- 従来型の埋没材(プレス VEST)および急速加熱タイプ(プレス VEST Speed)に対応
- IPS e.max ジルプレス、IPS インライン PoM、およびプレスファーマスへの互換性
- 専用のワンウェイプランジャー

デリバリーフォーム

IPS インベストメントリングシステム 300g スターターキット

- ・IPS インベストメントリングシステム 300g × 1
- ・シリコンリング 300g × 1
- ・インゴットトング × 1
- ・スプルーガイド 300g × 1
- ・ワンウェイプランジャー 300g × 10

それぞれ単品もご用意しております。



一般的名称：歯科加圧成形用セラミックス / 販売名：IPS e.max プレス / 認証番号：220AGBZX00010000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24

TEL : 03-6903-3537 FAX : 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

JP614491B0

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation