

Programat® CS2

ポーセレンファーネス プログラマット CS2



臨床を支える、
簡単ファーネス

Developed for
IPS.e.max®

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Programat® CS2

ポーセレンファーンネス プログラマット CS2

手軽に、高品質な修復物製作

プログラマット CS2は、IPS e.max キャド用に設計されたファーンネスです。複雑なプログラムを設定しなくても、ボタンを押すだけで、徐冷などの必要なプロセスをファーンネスに託して、高強度で美しい修復物を簡単に製作できます。人間工学に基づく、スタイリッシュでデザイン性が高いファーンネスです。



臨床に寄り添う、簡単操作

タッチパネルのカラーディスプレイで、日本語表示にも対応し、簡単に操作できます。また、標準プログラムを厳選しており、IPS e.maxやIPS エンプレス等の高品質な材料を素早く、簡単に焼成できるので、ステインやグレースも手軽に行えます。

充実した機能



- 標準プログラムの他に20種類のプログラムが設定でき、カスタマイズもできます。
- ATK2を使用した手間が少ないキャリブレーションで、メンテナンスも簡単です。
- パワーセービング機能を備えており、消費電力を抑えられます。
- 新しい焼成テーブルを採用し、さらに安定した焼成を実現しています。
- 電源保護機能等、臨床使用を支える安心機能を備えています。
- USBメモリを使用したアップデートで、新しいプログラムにも簡単に対応できます。



新しいスピードクリスタライゼーションにも、標準で対応しています。

製品内容

プログラマット CS2

645949JJ 100V 50-60Hz

最大消費電力：14A
サイズ：W 390 × H 320 × D 465 mm
重量：15.6kg
焼成炉内サイズ：直径 90 × H 80 mm
最高焼成温度：1200℃
以下の基準を満たしています。

IEC 61010 / UL and CAN/CSA / EMC 試験済み

本体、冷却トレイ、電源コード、SiC 焼成テーブル、バキュームホース、ATK2 テストセット、予備ヒューズ、USB ケーブル、焼成トレイキット、USB メモリ、クリーニングクロス、 tongホルダー、ファーンネストーン、スピードクリスタライゼーショントレイ、クリスタライゼーションピン



推奨アクセサリ

バキュームポンプ VP5 100V

666305JP 100V 50-60Hz

プログラマットシリーズ用に設計された専用ポンプをお使いください(別売)。消費電力：80W 吸引力：15L / 分
サイズ：W122 × H230 × D415 (mm)
重量：8.0kg



この製品は、Fixed Prosthetics (固定式補綴物)に分類されます。各製品はそれぞれバランス良く組み合わされており、技工物製作と診療を成功に導きます。



一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット CS2 / 届出番号：13B1X10049IVPCS2 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRPCS2B02

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation