

## あなたの診療を、振動でアシスト 「ブルーフェーズ G4」を新発売

Ivoclar Vivadent株式会社(東京都文京区 代表取締役 毛塚 耕史)は、LED光照射器「ブルーフェーズ G4」を2019年5月21日に発売します。

385～515nmの広波長域で、幅広い用途に使用できる高機能LED光照射器「ブルーフェーズ ファミリー」に、新しく「ポリビジョン機能」を搭載した1200mW/cm<sup>2</sup>±10%の「ブルーフェーズ G4」が登場します。

### 「ポリビジョン機能」

本体に搭載されているセンサーが、照射中のハンドピースの手ぶれを感知して振動でお知らせし、照射時間を10%延長します。さらに、歯面からプローブが離れた際は、照射を自動停止して重合不足をお知らせします。また、歯面を認識して作動するため、目や歯面以外への照射を防止します。

### 「光量測定器付きチャージングベース」

- いつでも数値で光量を確認できます。
- インジケータが付いているため、充電状態の確認が可能です。
- 無接点充電でクリーニングが楽に行えます。



### 「2つの照射プログラム」

- HIGHパワー：1,200mW/cm<sup>2</sup>±10%：間接修復物のセメントやコンポジットレジンに重合に
- プレキュア：950mW/cm<sup>2</sup>±10%：間接修復物のセメントの予備重合に

### 概要

発売日：2019年5月21日

一般的名称：歯科重合用光照射器

販売名：ブルーフェーズ G4

届出番号：13B1X10049IVE024 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

JMDN：35775000

製品内容：ブルーフェーズ G4 プレミアムキット(メーター付)：ハンドピース、バッテリー、プローブ10mm、アンチグレアコーン×3、アンチグレアシールド×1、スリーブ×100、メーター付きチャージングベース等



製品番号	製品名	単位	標準価格	クラス
691257BU	ブルーフェーズ G4 プレミアムキット(メーター付)	1セット	178,000	I
691251	ブルーフェーズ G4 バッテリー	1個	22,000	I
691265	ブルーフェーズ G4 ライトプローブ	1本	32,000	I
691264	ブルーフェーズ G4 ピンポイントライトプローブ	1本	42,000	I
691666	ブルーフェーズ G4 スリーブ	100枚×1	5,000	I
691255	アンチグレアシールド G4	1個	1,200	I
(691262)	ブルーフェーズ G4 ハンドピーストレイ	1個	4,000	I

製品番号が( ) 書きの製品は、お取寄せ品となります。

お問い合わせ

Ivoclar Vivadent 株式会社

マーケティング

TEL：03-6801-1303

FAX：03-5844-4848

[www.ivoclarvivadent.jp](http://www.ivoclarvivadent.jp)

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24 | TEL 03-6801-1301 | FAX 03-5844-3657