

	ブルーフェーズ style	ブルーフェーズ Style 20i	ブルーフェーズ G4	ブルーフェーズ PowerCure
Ivoclar Vivadent ブルーフェーズ 比較表				
標準価格	160,000円	210,000円	178,000円	235,000円
光量	1,200mW/cm <sup>2</sup>	2,000mW/cm <sup>2</sup>	1,200mW/cm <sup>2</sup>	3,000mW/cm <sup>2</sup>
照射モード	1種類のみ ・HIGHパワー：1,200 mW/cm <sup>2</sup>	・TURBO : 2,000 mW/cm <sup>2</sup> ・HIGHパワー：1,200 mW/cm <sup>2</sup>	・HIGHパワー：1,200 mW/cm <sup>2</sup> ・プレキュア : 950 mW/cm <sup>2</sup>	・3sキュア : 3,000 mW/cm <sup>2</sup> ・TURBO : 2,000 mW/cm <sup>2</sup> ・HIGHパワー：1,200 mW/cm <sup>2</sup> ・プレキュア : 950 mW/cm <sup>2</sup>
ライトプローブ(標準)	<b>636240</b> style 専用 10mm	<b>682151</b> Style 20i 専用 10>8 mm	<b>691265</b> G4 専用 10mm	<b>667092BU</b> PowerCure 専用 10>9 mm
波長域	385 ~ 515nm			
ポリビジョン機能*	—	—	○	○
光量測定器	別売り( <b>667124</b> ブルーフェーズ メーターII )		チャージングベースに付属	
保証期間	3年保証(バッテリー1年)			
カラーバリエーション	グレー、ブルー、ピンク、グリーン	—	—	—
その他の特長	バッテリーの残量が完全に空なった場合、電源に直接つないで使用可能			
	別売りのピンポイントライトプローブが使用可能 <b>636241</b> style / Style 20i 共通 6>2 mm		<b>691264</b> G4 / PowerCure 共通 6>2 mm	

\* 照射中、照射位置がずれると使用者に音と振動で知らせ、未重合リスクを軽減。歯面を認識し作動するため歯面以外の照射を防止し安全面も考慮。

2020年11月時点の価格となります。

カタログの掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRE18F01

一般的名称：歯科重合用光照射器 / 販売名：ブルーフェーズ style / 届出番号：13B1X10049IVE019 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

一般的名称：歯科重合用光照射器 / 販売名：ブルーフェーズ Style 20i / 届出番号：13 B 1 X 10049 IVE 023 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

一般的名称：歯科重合用光照射器 / 販売名：ブルーフェーズ G4 / 届出番号：13 B 1 X 10049 IVE 024 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

一般的名称：歯科重合用光照射器 / 販売名：ブルーフェーズ PowerCure / 届出番号：13B1X10049IVE025 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

  
ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation