


CRT[®] Caries Risk Test

カリエス リスク テスト CRT




きっかけ作りに、唾液テスト

ミュータンス菌とラクトバチルス菌は、う蝕病原菌です。

CRT バクテリア で口腔内の細菌をチェック！

CRT bacteria でチェック！



MS 菌と LB 菌の数をチェック


bacteria

CRT バクテリア



CRT

特長

- 1本でミュータンス菌とラクトバチルス菌を同時にチェックできます。
(培地の両面を使用します)



- 手順が簡単、衛生的です。
- わずか48時間で精度が高い結果を得られます。
- プラークでの培養もできます。
- ガムが噛めなかったり、唾液の採取が難しい子供にも使用できます。





唾液は、酸の歯牙への侵襲を和らげる働きをしています。

CRT バッファー で唾液緩衝能をチェック！

唾液緩衝能 = 唾液の抵抗力（酸を中和する力）

CRT buffer でチェック！

■ 酸 ● 唾液



CRT[®]

唾液の緩衝能と分泌量をチェック

buffer

CRT バッファー




特長

- 色の変化により、唾液の緩衝能をチェックできます。



- 手順が簡単、衛生的です。
- その場で結果が分かります（滴下後5分）。
- 唾液の分泌量を同時にチェックしましょう。



写真：courtesy of Prof. Dr. S. Kneist, University of Jena

CRT[®] Caries Risk Test

カリエス リスク テスト CRT

CRT イントロパック

553545AN 1セット

- ・CRT バクテリア ×3
- ・CRT バッファー ×3
- ・CRT パラフィン ×10
- ・CRT 患者向けインフォメーション ×3
- ・錠剤 ×3
- ・スポイト ×6
- ・記名シール ×3
- ×3



リフィル

CRT バクテリア リフィル

553543AN 6本



CRT バッファー リフィル

553544AN 6枚



CRT パラフィン リフィル

553546AN 10個



プラスチックビーカー

674958 10個



CRT 患者向け インフォメーション

639970 50枚



CRT チャート

641333 50枚

判定と予防プログラムを1枚に
まとめたチャートです。



関連製品

Cultura Incubator

小型培養器 カルチュラ インキュベータ



538325NU 1セット

特長

- ・25～55℃まで温度調節可能
- ・縦、横、自由に設置可能
- ・サイズ：W310×H155×L168mm

OptraGate[®]

立体構造のソフト開口器 オプトラゲート



特長

- ・ソフトな素材で口唇をサポート
- ・広い術野を確保し、診療をスムーズに
- ・新色のブルーとピンクが登場

一般的名称：歯科用開口器
販売名：オプトラゲート
届出番号：13B1X10049IV0001
一般医療機器

製造販売元
Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PRZ001B04

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation