

Accu-Tray System 1 & System 2

アキュトレー



BPS システムのスタートライン 高精度印象採得用トレー



System1

アキュトレー システム1 フルデンチャー用

下顎トレー

無歯顎下顎印象で重要視される、臼後三角の印象採得に優れた2種類のトレー形態があります。また、長い舌側辺縁部を持ち、顎舌骨筋線部の印象を明確に採得できます。



アキュトレー システム1 トレーセット

上顎5種/下顎10種(専用ケース入) 各1個

※各トレーの単品は受注発注でのお取り扱いとなります。

上顎トレー

一般的なトレーと違い、口腔前庭部や周囲組織に影響をおよぼすトレーの辺縁部が極端に短く、トレーに影響されない印象採得が可能です。



BPS(機能的補綴システム)のスタートライン

Accu-Tray

アキュトレー システム1 & システム2

特長

- 解剖学的に設計されたトレー形状
- 簡単なステップで高精度の印象採得
- 豊富なトレーサイズ
- 樹脂製でオートクレーブ可能



上顎トレー

解剖学的に設計されており、歯牙と粘膜の印象採得に適した形態をしています。トレー全体にアンダーカットと印象の厚みを出すリッジがあり、トレー口蓋部は気泡をアーラインに流す溝があります。



アキュトレー システム2 トレーセット

上顎6種/下顎6種(専用ケース入) 各1個

※各トレーの単品は受注発注でのお取り扱いとなります。

下顎トレー

短い頬側のトレーの形態は上顎同様トレーにリッジを持っています。形態は遠心に向かって短くなります。この形態により臼歯部(遊離端欠損)に対して歯牙と粘膜の印象採得が簡単に行えます。舌側部の形態は長く、歯牙印象採得に有利です。



System2

アキュトレー システム2 パーシャルデンチャー用

一般的名称: 歯科用印象採得用トレー / 販売名: アキュトレーシステム1 / 届出番号: 13B1X10049IV0022 / 一般医療機器

一般的名称: 歯科用印象採得用トレー / 販売名: アキュトレーシステム2 / 届出番号: 13B1X10049IV0023 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24

TEL: 03-6903-3537 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PR1022B02

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation