

# OptraSculpt®

オプトラスカルプト CR 充填用インスツルメント



人間工学に基づくインスツルメント


# OptraSculpt®

オプトラスカルプト CR 充填用インスツルメント

オプトラスカルプトはレジンのべたつきを抑え、スピーディーな修復処理を実現するCR 充填用インスツルメントです。6種類の形態をラインナップしたディスプレイブルチップで、あらゆるコンポジットレジンに対応します。


## 人間工学に基づいたハンドル

軽量で手が疲れにくいデザインです。2種類のハンドルが選べます。オートクレーブ対応です。



## 6種類の着脱式弾性チップ

- ・ケースに合わせてチップの着脱や角度の調整 (360°回転) ができます。
- ・コンポジットレジンのべたつきを抑えます。
- ・充填操作がしやすい適度な弾性を有します。



## チップの種類と適応例

- ① スパチュラ：V級窩洞、唇舌面の表面滑沢化
- ② スフィア：圧接、前歯舌側面
- ③ シリンダーアングル：マージン部の豊隆、V級窩洞のマージン部
- ④ シリンダー：I・II級窩洞への圧接
- ⑤ ピラミッド：小窩裂溝、緻密な形態付与
- ⑥ ポイント：小窩裂溝、咬合面、マージン部



### オプトラスカルプト アソートメント

- ・ハンドル  
シングルサイド / ダブルサイド 各1本
- ・チップ  
スパチュラ / スフィア / シリンダーアングル / シリンダー / ピラミッド / ポイント 各40個



### オプトラスカルプト リフィル

- ーハンドル 単品 1種 1本入  
シングルサイド / ダブルサイド
- ーチップ 単品 1種 100個入  
スパチュラ / スフィア / シリンダーアングル / シリンダー / ピラミッド / ポイント

一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト / 届出番号：13B1X10049IV0008 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24

TEL : 03-6903-3537 FAX : 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

JP577273B1

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation