


Astropol® & Astrobrush®

CR 仕上用 ポイント アストロポル & 高光沢研磨ブラシ アストロブラシ



着実な ステップで
コンポジットレジンに
美しい光沢

Astropol®

CR 仕上げ用ポイント アストロポル



3種類の粒度と4種類の形態で、 CR のつや出し研磨と滑沢性を発揮

滑沢な歯面を保つことで、修復物の変色やプラークの蓄積が予防できます。
アストロポルは審美と予防に貢献する3ステップのCR研磨システムです。

F
(フィニッシャー)
グレー / 粗研磨

- ・余剰レジン除去
- ・粗め、形態修正用



P
(ポリッシャー)
グリーン / 中研磨

- ・修復物の研磨用
- ・滑らかな表面性状に



HP
(ハイポリッシャー)
ピンク / 仕上げ

- ・つや出し研磨用
- ・高光沢な表面に



製品内容



アストロポル アソートメント 557625AN

F:4種各3本 / P:4種各2本 / HP:4種各1本
各種の各形態ごとに単品があります。
(FおよびP 6本入 / HP 3本入)



Astrobrush®

CR 高光沢研磨用ブラシ アストロブラシ




研磨ペーストを使用せずに、 CR 表面の高い光沢感を簡単に実現

研磨ペースト不要

ブラシ全体にカーバイド粒子を配合しており、
そのまま研磨できます。

見やすいネック部の色

ネック部は真鍮製で金メッキを施しており、他の
ブラシと識別が簡単です。



ポイント



スモールカップ



ラージカップ

製品内容



アストロブラシ アソートメント 559647AN

ポイント / Sカップ / Lカップ 各5本
各形態ごとに単品 (6本入) があります。



この製品は、
Direct Restoratives
(直接修復) に分類
されます。

一般的名称：歯科用研磨器材 / 販売名：アストロポル / 届出番号：13B1X10049IV0015 / 一般医療機器
一般的名称：歯科用研磨器材 / 販売名：アストロブラシ / 届出番号：13B1X10049IV0016 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24
TEL : 03-6801-1301 FAX : 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR1015B02

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation